

mtk biomed

Wir bieten europaweit die größte markenunabhängige Produktpalette an Mess- und Prüfgeräten für die Medizintechnik sowie ergänzende Services, z. B. Miet- und Gebrauchtgeräte, die herstellerübergreifende Kalibrierung im eigenen DKD-Labor oder Seminare & Workshops für Medizin- und Haustechniker.

Unsere Leistungen im Überblick:

1. Mess- und Prüftechnik

- Defibrillatortester
- Sicherheitstester
- HF-Tester
- Patientensimulatoren
- Infusionspumpentester
- SpO₂- und NIBP-Simulatoren
- Beatmungsgerätestester
- Herzschrittmachertester
- Multimeter
- Messgeräte für die Lichttechnik

2. Software:

- fundamed
- ELEKTROmanager
- Med eBase

3. DKD Kalibrierung | Wartung | Reparatur

- Akkreditiertes DKD-Labor (DKD-K- 137.01)
- Mit Werkskalibrierzertifikat oder weltweit anerkanntem DKD-Kalibrierschein
- Auf Wunsch Vorort-Kalibrierungen im Kalibriermobil

mtk biomed,
mtk Peter Kron GmbH

Zossener Straße 41
D-10961 Berlin
Fon: +49 (0)30 69 81 88-40
Fax: +49 (0)30 69 81 88-49
E-Mail: info@mtk-biomed.de

www.mtk-biomed.de
Freeline 0800 040 50 30



Kalibrieren

- ✓ DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor
- ✓ Hersteller- und Typenoffene, Kalibrier- sowie Reparaturdienstleistungen

Kalibrieren, Warten, ggf. Justieren

Der komplette Service aus einer Hand. Zusätzlich zur Kalibrierung können Ihre Messgeräte gewartet und gepflegt sowie bei Bedarf justiert werden. Wenn Sie es wünschen, führen wir auch Reparaturen aus und übernehmen die Verwaltung der Kalibrierzyklen. Zum schonenden Transport können die Messgeräte durch abgeholt und geliefert werden. Messergebnisse erhalten Sie in Form eines Werks-Zertifikats oder als weltweit anerkannter DKD-Kalibrierschein. Betreut und überwacht durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist die Rückführung auf nationale Normale gewährleistet.



Wir kalibrieren folgende physikalischen Größen:

- Gleichspannung
- Gleichstrom
- Wechselspannung
- Wechselstrom
- Widerstand
- Frequenz und Zeit
- Temperatur
- HF-Spannung
- Kapazität
- Induktivität
- Länge
- Kraft
- Drehmoment
- Druck

Wir kalibrieren folgende Geräte:

- Multimeter, Stromzangen (-Wandler),
- Hochspannungsmessgeräte und –Generatoren.
- Widerstands-, Induktivitäts- und Kapazitätsmessgeräte, VDE-Messtechnik.
- HF-Mikrovoltmeter und HF-Generatoren, Zeit- und Frequenzmessgeräte.
- Oszilloskope, Signalgeneratoren, Messumformer
- Weitere auf Anfrage

Kalibrierungen mit Werks-Zertifikat:

- Auf Basis anerkannter Grundsätze der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der DIN-Normen, VDE-Richtlinien und anerkannter Regeln von Wissenschaft und Technik.
- Unter den für das Fachgebiet geltenden Normbedingungen (Umweltbedingungen).
- Auf der Basis von Referenznormalen, welche auf die durch die PTB dargestellten Normale rückführbar sind.



Kalibrierungen mit DKD-Zertifikat

- Leistungen wie oben, zusätzlich zu den gemessenen Daten erhalten Sie die Messunsicherheiten.
- Das DKD-Zertifikat wird zweisprachig, deutsch / englisch, ausgeführt und wird von allen westeuropäischen, nationalen Standardbehörden anerkannt.



Vorort-Kalibrierung

Das „Kalibriermobil“ unseres Labors ist bestens ausgerüstet und klimatisiert. Bei Bedarf fahren wir gern zu Ihnen und kalibrieren Ihre Messmittel direkt bei Ihnen vor Ort. Schicken Sie uns Ihre Geräteliste zu und informieren Sie sich über unsere Konditionen.

Weitere Leistungen:

- Wartung und Pflege der Messmittel
- Überwachung der Prüffristen
- An- und Abtransport
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Beratung zu Qualitätsmanagementsystemen nach EN DIN ISO 9000 ff. durch bei der DGQ ausgebildete Fachkräfte.